


## USAGE DES DIFFERENTS TYPES MASQUES COVID 19

### Quand vous êtes touché par un postillon ou une gouttelette contaminée :

Sécrétions projetées lors d'éternuements ou de la toux, en cas de contact étroit : même lieu de vie, contact direct à moins d'un mètre en l'absence de mesures de protection.

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.



### Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :

Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées. Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées...), le virus peut survivre quelques heures.

Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d'autres, il existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche.

## PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE MASQUE

Il existe plusieurs types de masques avec des usages spécifiques qui peuvent être fonction de l'activité et / ou de l'état de santé de la personne :

### 1. Masque FFP2



### 2. Masque chirurgical



### 3. Masque en tissu de catégorie 1

### 4. Masque en tissu de catégorie 2



### 5. Masque « fait maison »



## RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DES MASQUES

### ➤ Hygiène des mains

- Se nettoyer les mains à l'eau et au savon ou solution hydroalcoolique :
  - Avant de le mettre,
  - Après l'avoir mis,
  - Après toute manipulation,
  - Après l'avoir jeté (si usage unique) ou déposé (réutilisable).
- L'ajuster au visage avec une couverture du nez et du menton ;
- Ne pas le toucher, le manipuler, le porter en collier ;
- Le changer : si souillé, si mouillé et au-delà de la limite maximale d'utilisation.

### ➤ Après usage

- Le jeter à la poubelle immédiatement après son retrait si masque à usage unique ;
- Le déposer dans un contenant spécifique si masque réutilisable ;
- L'entretenir selon les instructions du fabricant si masque réutilisable.

## MASQUE FFP2



<b>NORME</b>	NF EN 149
<b>CATÉGORIE DE MASQUE</b>	Masque à usage sanitaire Appareil de protection respiratoire
<b>PUBLIC CONCERNÉ</b>	Réservé aux professionnels de santé réalisant des gestes médicaux invasifs, ou des manœuvres, au niveau de la sphère respiratoire (dentiste – médecin – chirurgien – kinésithérapeute)
<b>USAGE</b>	Usage unique – Ne pas réutiliser.
<b>DURÉE DU PORT</b>	Ne pas dépasser 8h (limité à une journée de travail) Se référer à la notice d'utilisation

## MASQUE CHIRURGICAL



<b>NORME</b>	NF EN 14683
<b>CATÉGORIE DE MASQUE</b>	Masque à usage sanitaire Masque chirurgical antiprojection
<b>PUBLIC CONCERNÉ</b>	<p><b>Réservé</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Aux professionnels de santé</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de contact avec un patient présentant des signes d'infection respiratoire (précautions complémentaires Gouttelettes)</li> <li>• En cas de signes d'infection respiratoire chez lui (précautions standard)</li> </ul> </li> <li>- <b><u>Aux patient/résident</u></b> en cas de signes d'infection respiratoire et d'exposition de personnes non protégées (précautions standard)</li> <li>- <b><u>Le cumul d'un port de masque par le soignant et par le soigné</u></b> (si possible) est indiqué lors de soins rapprochés (en face à face) chez un patient suspect ou confirmé Covid-19</li> </ul>
<b>USAGE</b>	Usage unique – Ne pas réutiliser.
<b>DURÉE DU PORT</b>	Ne pas dépasser 4 h Se référer à la notice d'utilisation

## MASQUE EN TISSU

Face à l'épidémie et aux réquisitions des masques FFP2 et chirurgicaux pour le personnel soignant, deux nouvelles catégories de masques à usage non sanitaire ont été créées, par une note d'information des ministères de la santé, de l'économie et des finances, et du travail du 29 mars 2020 :

- Masque de catégorie 1
- Masque de catégorie 2



Pour un approvisionnement en masques de ce type en quantité supérieure en 5 000 pièces, il convient de s'inscrire sur [www.stopcovid19.fr](http://www.stopcovid19.fr), plateforme B2B, exclusivement destinée aux professionnels qui permet à des fabricants et distributeurs de produits et de matériels de protection, ainsi qu'à leurs prestataires de services et sous-traitants, de commercialiser leur offre auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, centres de soins, pharmacies, etc.), des maisons de retraites ou EHPAD, et de toutes les entreprises ayant besoin de protéger leur personnel dans la lutte contre le Covid-19.

	CATÉGORIE 1	CATÉGORIE 2
<b>NORME</b>	AFNOR SPEC S76-001	AFNOR SPEC S76-001
<b>CATÉGORIE DE MASQUE</b>	Masque à usage non sanitaire Masque barrière en tissu	
<b>CAPACITÉ FILTRANTE</b>	>90% des particules de 3µm	>70% des particules de 3µm
<b>PUBLIC CONCERNÉ</b>	<b>Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public</b>  Destiné à l'usage de personnes ne présentant pas de signes d'infection respiratoire amenées à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités.	<b>Masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques</b>  Destiné à l'usage de personnes ne présentant pas de signes d'infection respiratoire ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes dans le cadre professionnel. Ce masque pourra être porté par l'ensemble des individus d'un sous-groupe lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent.
<b>USAGE</b>	Masque réutilisable Modalités d'utilisation et d'entretien à respecter selon instructions du fabricant	
<b>MODALITÉ D'ENTRETIEN</b>	Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle de lavage comprendra au minimum un plateau de 30minutes à 60°C Séchage mécanique Repassage à une température de 120/130°C	
<b>DURÉE DU PORT</b>	Journée de travail n'excédant pas 8h Changement si mouillé ou souillé Se référer à la notice d'utilisation	

**MASQUE EN TISSU FAIT MAISON**



Pour venir en aide aux fabricants potentiels, l'AFNOR a publié le guide AFNOR SPEC S76-001 « Masques barrières -Guide d'exigences minimales, de méthodes d'essais, de confection et d'usage - Fabrication en série et confection artisanale ».

	<b>CATÉGORIE 1</b>
<b>NORME</b>	AFNOR SPEC S76-001
<b>CATÉGORIE DE MASQUE</b>	Masque à usage non sanitaire Masque barrière en tissu
<b>CAPACITÉ FILTRANTE</b>	Non testé
<b>PUBLIC CONCERNÉ</b>	Masque tissu pouvant répondre à un besoin pour des personnes ne présentant pas de signes d'infection respiratoire non directement exposées.
<b>USAGE</b>	Masque réutilisable Modalités d'utilisation et d'entretien à respecter selon instructions du fabricant
<b>MODALITÉ D'ENTRETIEN</b>	Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle de lavage comprendra au minimum un plateau de 30minutes à 60°C Séchage mécanique
<b>DURÉE DU PORT</b>	Journée de travail n'excédant pas 8h Changement si mouillé ou souillé Se référer à la notice d'utilisation

**Vous pouvez contacter le Centre de Gestion par courriel : [accueil@cdg24.fr](mailto:accueil@cdg24.fr)**

**Coronavirus : il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage**



Se laver les mains très régulièrement



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser des mouchoirs à usage unique



Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades